

Legierung: **AuroCer Lot 680 PF**

Kurzbezeichnung: **LAC680PF**

Typ:	Dentallot nach DIN EN ISO 9333 Zahnheilkunde - Hartlote
Farbe:	gelb

Indikationen:	Vor-Brand-Lot
	Vor-Brand-Lot LFC- Legierungen
	Nach-Brand-Lot •
	Nach-Brand-Lot LFC- Legierungen •
	Verbindungslot Gusslegierungen •
	Verbindungslot NEM/EM-Legierungen

Zusammensetzung:	Au	72,40
(Massenanteile in %)	Pt	0,45
	Ir	0,05
	Ag	10,20
	Cu	2,90
	Zn	12,00
	In	2,00

Technische Daten:	Arbeitstemperatur in °C	690
	Schmelzintervall in °C	630 - 710

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Le-gierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.